单色仪的定标和光谱测量实验

何金铭 PB21020660

摘要

单色仪是指从一束电磁辐射中分离出波长范围极窄单色光的仪器, 其在现代物理实验中起到重要的 作用。本实验将利用光栅单色仪进行对钠灯光谱的测量,并由此计算里德伯常数;并且还会测量红宝石 的发射光谱和吸收光谱。

关键词: 光栅单色仪, 钠灯光谱, 红宝石的发射与吸收光谱

1 引言

光谱分析是现代物理学研究中经常会使用的方法,单色仪就是一种测量光谱的仪器,其可以从 一束电磁辐射中分离出波长范围极窄单色光。单色仪有很多种类,其中最常用的就是光栅单色仪,由 主要用到的原理有: 闪耀光栅提取不同级数的衍射条纹的性质。再加之 CCD 和步进电机的精确控 制,可以达到很高的精度和分辨本领。在本次实验中,将利用光栅单色仪进行对钠灯光谱的测量,并 由此计算里德伯常数;并且还会测量红宝石的发射光谱和吸收光谱。

实验仪器

WDS-8 型组合式多功能光栅光谱仪、低压钠灯、半导体激光器(532nm)、溴钨灯、红宝石、凸 透镜、其他辅助仪器

实验内容 3

3.1 光栅单色仪的定标




图 1: 实验光路

实验开始前给单色仪定标,依照光路图搭建光路,测定钠灯主线系的光谱,比较其较大峰值和 589nm 的偏差,按照差值对单色仪进行相应的标定。

在搭建实验光路时,要注意光路中的样品、凸透镜和狭缝需要在同一直线上,并且需要将样品 成的像置于狭缝上, 其成清晰的缩小的实像。

3.2 低压钠灯各个谱线系的光谱测量

利用经标定的单色仪测量钠灯的各个谱线系,大致光路图同上,并据此计算里德伯常数。 不同线系有不同的计算公式:

3.2.1 主线系

$$\frac{1}{\lambda} = R(\frac{1}{(3 - \Delta s)^2} - \frac{1}{(3 - \Delta p)^2}), (\Delta s = 1.35, \Delta p = 0.86)$$
 (1)

3.2.2 锐线系

$$\frac{1}{\lambda} = R(\frac{1}{(3 - \Delta p)^2} - \frac{1}{(5 - \Delta s)^2}), (\Delta s = 1.35, \Delta p = 0.86)$$
 (2)

3.2.3 漫线系

$$\frac{1}{\lambda} = R(\frac{1}{(3 - \Delta p)^2} - \frac{1}{(n - \Delta d)^2}), (n = 4, 5; \Delta d = 0.01, \Delta p = 0.86)$$
(3)

3.3 红宝石晶体的发射和吸收光谱的测量

利用经标定的单色仪测量红宝石晶体的发射和吸收谱线,大致光路图同上,并分析红宝石晶体 的发光原理和应用。

在搭建光路的时候,只需将红宝石放在狭缝之前较合适的距离即可,使得透射的像成于狭缝上。于本文中,为了表述红宝石的吸收度,定义其值为 $\frac{I_0}{I}$,其吸收曲线则为 $\frac{I_0}{I}$ - λ

吸收曲线不同于直接测量,故先测出入射光源(溴钨灯)的发射曲线,再测出经过红宝石的发 射曲线、将两个曲线中的采样点数值相除即可得到其吸收曲线。

4 数据处理与分析

4.1 光栅单色仪的定标




图 2: 低压钠灯的主线系光谱

测得的光谱如上,由实验测得的数据得其主线系峰值为 590.025nm 和 596.025nm 处。

$\lambda(\mathrm{nm})$	I(a.u.)	$\lambda(\mathrm{nm})$	I(a.u.)
588.9875	2294	589.5875	2138
589.0000	2304	589.6000	2148
589.0125	2297	589.6125	2206
589.0250	2306	589.6250	2228
589.0375	2273	589.6375	2196

表 1: 钠灯主线系光谱部分数据

但由于我们测得的光谱是取一些列的离散的采样点,所以其峰值应该处在一个区间范围之内,比如 589nm 附近的峰值,其最可能的取值在 588.9875nm 和 589.0375nm 之间。而 596nm 附近的峰值则最可能在 589.6125nm 和 589.6375 之间。而且可以发现,钠灯于 589.0nm 和 589.025 处的光强相差无几。

所以分析得: 单色仪的波长检测功能基本正常,不需要进行定标(或者说处于定标的误差范围之内)。可以继续进行之后的实验。

并且,在之后的分析中,将不再像这里一样具体的分析峰值附近的数据,将直接给出相应的峰值。

4.2 测量低压钠灯的光谱

4.2.1 主线系




图 3: 低压钠灯的主线系光谱

此时的负高压为-385V。测得的光谱如上,其主线系峰值为 590.025nm 和 596.025nm 处。其两个峰旁边均有一些毛刺,可能是由于宇宙线导致的。

由于两个峰强度近似相同,所以取平均波长 $\lambda = 589.3025nm$ 代入主线系公式,得

$$R = 1.13926 \times 10^7 m^{-1} \tag{4}$$

4.2.2 锐线系




图 4: 低压钠灯的锐线系光谱

此时的负高压为-701V。测得的光谱如上,其锐线系峰值为 615.4nm 和 616.075nm 处。锐线系的光强较弱,所以可以观察到背景光强,且其在不断的变化,代表着环境光强的改变。

观察得其两峰强度比为 1:2,故波长数的比值也取为 1:2,取平均波长 $\lambda=615.8nm$,代人公式 计算得:

$$R = 1.13323 \times 10^7 m^{-1} \tag{5}$$

4.2.3 漫线系——谱线 1




图 5: 低压钠灯的漫线系光谱——谱线 1

此时的负高压为-803V。测得的光谱如上,其漫线系的第一个谱线的峰值为 568.25nm 和 568.8375nm 处。其第一个峰旁边有毛刺,可能是由于宇宙线或者机械抖动导致的。

观察得其两峰强度比为 1:2,故波长数的比值也取为 1:2,取平均波长 $\lambda = 568.64nm$,代人公式 计算得:

$$R = 1.13286 \times 10^7 m^{-1} \tag{6}$$

4.2.4 漫线系——谱线 2




图 6: 低压钠灯的漫线系光谱——谱线 2

此时的负高压为-853V。测得的光谱如上,其漫线系的第二个谱线的峰值为 497.8nm 和 498.25nm 处

另外观察到其中一条毛刺状的峰值,其只有一个采样点,推测为宇宙射线导致。

观察得其两峰强度比为 1:2,故波长数的比值也取为 1:2,取平均波长 $\lambda = 498.1nm$,代入公式 计算得:

$$R = 1.12662 \times 10^7 m^{-1} \tag{7}$$

4.2.5 分析计算得到里德伯常数的误差

type	R	R_{main}	R_{sharp}	$R_{diffuse1}$	$R_{diffuse2}$
$10^7 m^{-1}$	1.09737	1.13926	1.13323	1.13286	1.12662

表 2: 里德伯常数对比

发现测得的里德伯常数均大于实际的里德伯常数,最可能的原因是:理论模型存在考虑不完全的地方。由于测得的光谱与国际上常用的标准值接近,但按所给公式计算出来仍有问题。另一方面,不同方法测得的里德伯常数不同,最可能的原因是:各个理论模型间的偏差是不同的。

4.3 红宝石晶体的发射和吸收光谱

4.3.1 红宝石晶体的发射光谱




图 7: 红宝石晶体的发射光谱

此时的负高压为-663V。测得的光谱如上,发现红宝石的发射光谱中心位于 692.875nm 和 694.2875nm 处。且 694.2875nm 处的光强度大于 692.875nm 处的光强度。

4.3.2 溴钨灯的发射光谱




图 8: 溴钨灯的发射光谱

此时的负高压为-594V。

4.3.3 通过红宝石晶体的溴钨灯的发射光谱




图 9: 通过红宝石晶体的溴钨灯的发射光谱

此时的负高压为-721V。

4.3.4 红宝石晶体的吸收光谱




图 10: 红宝石晶体的吸收光谱




图 11: 归一化后的红宝石晶体的吸收光谱

直接读取数据, 其吸收光谱的峰值中心位于 406.2nm 处和 555.6nm 处。并且可以分析得到其带宽大致为 100nm 左右, 且发现红宝石对紫外光的吸收弱于其对可光的吸收。

4.3.5 红宝石晶体的发光原理以及应用

以下内容部分参考此文献 [2][1]。

红宝石是掺有少量 Cr 的 Al_2O_3 单晶,Cr 的外层电子组态为 $3d^54S^1$,掺入 Al_2O_3 晶格后,失去外层三个电子,变成三价的 Cr^{3+} 离子,红宝石晶体的光谱就是 Cr^{3+} 离子在 3d 壳上三个电子发生能级跃迁的反映,人们根据红宝石晶体的吸收光谱和晶体场理论推知 Cr^{3+} 离子参与激光作用的能级结构图如图 9 所示,图中 4A_2 是基态, 2E 能级($14400cm^{-1}$)是亚稳态,寿命比较长,约为 3ms, 4F_1 $25000cm^{-1}$ 和 4F_2 $17000cm^{-1}$ 是两个吸收带,红宝石晶体的激光作用在 2E 和 4A_2 能级之间产生,输出的波长是 694.3nm,由于 2E 能级的电场分裂,在 2E 和 4A_2 能级之间跃迁对应两条强荧光线 R_1 和 R_2 , R_1 线的波长是 694.3 nm,R2 线的波长是 692.8 nm,由于高能级粒子数少于低能级,所以激光输出总是 R_1

并且发现与实验结果相符合,波长位于 694.2875nm 处的光强更大。




图 12: Cr3+ 离子参与激光作用的能级结构

结论 5

- 1. 于光栅单色仪定标的时候需要考虑到采样点是离散的这一事实, 离散的采样点使得峰值可能的 取值位于一个区间内。
- 2. 钠灯主线系的峰值有 590.025nm 和 596.025nm; 锐线系的峰值有 615.4nm 和 616.075nm; 漫线 系的峰值有 568.25nm 和 568.8375nm, 497.8nm 和 498.25nm。
- 3. 计算的里德伯常数大致位于 $1.13 \times 10^{-7} m^{-1}$ 左右,但实际值为 $R = 1.09737 \times 10^{-7} m^{-1}$,可 能的原因是理论模型有所偏差。
- 4. 红宝石的发射光谱峰值有 692.875nm 和 694.2875nm; 其吸收光谱的峰值中心位于 406.2nm 和 555.6nm 处, 其峰值带宽为 100nm 左右。

6 思考颢

6.1 如何求出入射狭缝的最佳宽度?

若狭缝过宽,则衍射现象不明显;若狭缝过窄,则光强娇弱。考虑最佳宽度,在保障衍射现象 的前提下,尽可能的提高光强。这里给出一个宽度的上限。考虑锐利判据,得:

$$a_{max} = \frac{1.22\lambda f}{D} \tag{8}$$

但要考虑一个最佳值的话、还需要大量的演算和实验中的验证、这里不展开。

6.2 单色仪的理论分辨本领如何计算?怎样测量单色仪的实际分辨本领?

理论分辨本领:

$$R = \frac{\lambda}{\Delta \lambda} = \frac{Nd}{\lambda} (\sin \theta_0 + \sin \theta_m) = mN \tag{9}$$

其中 m 为级数, N 为光栅总数。

实际分辨本领:

$$R' = \frac{\lambda}{\Delta \lambda} \cong \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2(\lambda_2 - \lambda_1)} \tag{10}$$

其中 λ_1, λ_2 为测量 2 个脉冲型光谱的中心波长。

6.3 比较单色仪的理论分辨本领和实际分辨本领,说明两者差别大的原因。

在实际过程中,由于环境中的光学噪声,光学器件自身的误差以及长时间工作产生热量对电信 号的干扰都会影响结果。然而,最主要的是狭缝的宽度无法准确的选取(可能导致衍射效应过于弱), 以及无法有效使用所有的光栅单元,从而导致单色仪实际分辨本领比理论值小。

6.4 解释光电倍增管的工作原理,为什么随着副高压的绝对值越大,采集的灵敏度会 显著提高?

光电倍增管利用光电效应,用光子将电子打出,从而将光信号传唤为电信号。当负高压绝对值 越大时,电子越容易被打出,故采集的灵敏度会显著提高。

6.5 说明溴钨灯、钠灯和汞灯的光谱的区别和道理?

溴钨灯的光谱谱线十分的宽, 从 300nm 到 2500nm, 而钠灯和汞灯则为线状分立光谱, 只有几 个峰值。

原因是: 溴钨灯是高温固体辐射, 为黑体辐射, 谱线范围广; 而钠灯和汞灯为高温气体发热, 由 于气体较为纯净, 所以发出的光谱为线状的。

致谢 7

感谢一教物理实验中心提供的光栅单色仪以及相应的仪器,也感谢王中平老师的指导!

参考文献

- [1] 单色仪的定标与光谱测量实验讲义. 大学物理实验-现代物理实验.
- [2] 朱玲,郑虹,王中平,张权,张增明,孙腊珍.使用光栅单色仪测量红宝石晶体的吸收和发射光 谱. 物理实验, 34(11)(10-13), 2014.